

Ultimate Recover Lower Leg

cold compression therapy for lower leg injuries



WE CARE U SPORT.

Wat biedt Ultimate Recover Lower Leg jou?

- Twee therapieën in één behandeling: koude- en compressietherapie.
- Bevordering herstel van onderbeenblessures en overbelasting van het onderbeen.
- Verlichting van pijn, voorkoming en vermindering van zwellingen.
- Ondersteuning van behandeling van gewrichtsklachten door gewrichtsontstekingen (artritis), zoals reumatische aandoeningen.
- Vermindering spiervermoeidheid en spierpijn.
- Ondersteuning bij herstel van verrekkingen en verstuikingen.
- Ondersteuning van herstel na een operatie aan het onderbeen en bij de revalidatie.
- Door het kunnen geven van compressie sluit de brace perfect aan op het onderbeen en dringt de koude werking dieper door.

De innovatieve Ultimate Recover Lower Leg combineert de verkoelende verlichting van koudetherapie met de gerichte steun van compressie. Dit zorgt voor effectieve pijnverlichting, vermindering van zwelling en bevordering van het herstel van verrekkingen, verstuikingen en andere onderbeenblessures. Perfect voor sporters met een acute onderbeenblessure of chronische onderbeenproblemen die niets liever willen dan snel en effectief terugkeren naar hun sport!

De Ultimate Recover Lower Leg beschikt over een ademende nylon bandage die niet alleen uiterst comfortabel zit, maar ook pijn verlicht en het herstelproces ondersteunt. Pas de druk aan met het handige compressiepompje naar jouw persoonlijke comfort, voor een effectieve behandeling en een pasvorm perfect aansluit op het onderbeen.

De bandage wordt geleverd met een uitneembaar en herbruikbaar gel pack. De gel pack is ook los te bestellen. Zo heb je altijd een extra gelpack achter de hand, klaar om gebruikt te worden. Ervaar de Ultimate Recover Lower Leg en bevorder je herstel, zodat je zo snel mogelijk je favoriete sport weer kunt beoefenen!

Productinformatie

- Artikelnr.: 87-400028 (Ultimate Recover compleet)
- Artikelnr.: 87-400040 (gel pack los)

Inhoud verpakking

- Ultimate Recover Lower Leg
- Gebruiksaanwijzing op achterzijde omdooos

Gebruiksaanwijzing

Zie achterzijde ►

Meer informatie



87-400040




87-400028

Gebruiksaanwijzing

Onderdelen

(1) compressieband (2) gel pack
(3) pomp met slang (4) ontluuchtingsknop

1. Leg ten minste 2 uur voor gebruik het gel pack (2) in de koelkast of vriezer.
2. Breng het gel pack (2) met de achterzijde (voorzien van klittenband) aan op de compressieband (1).
3. Wikkel de band om uw kuit/onderbeen (A).
4. Bevestig de uiteinden van de band met klittenband in de gewenste positie op uw kuit (B).
5. Sluit de slang (3) aan op de AAN/UIT schakelaar en draai deze op het tweewegventiel.
6. Zet de schakelaar in de AAN-positie.
7. Begin met pompen (voor compressie) en verhoog de druk rondom de kuit*. Om het compressieniveau te verlagen: druk de ontluuchtingsknop (4) in totdat het gewenste compressieniveau is bereikt.
8. Zet op het gewenste compressieniveau de schakelaar in de UIT-positie en draai de slang vervolgens los.
9. Pas de compressietherapie gedurende 5 tot 10 minuten toe. Verwijder de compressiebandage daarna gedurende 5 tot 10 minuten en herhaal indien gewenst tot maximaal 4 keer per dag.
10. Laat de lucht ontsnappen uit de compressieband voordat u de band afdoet; druk op de ontluuchtingsknop (4).



* Voorkom overcompressie; overmatige druk kan bloedsomloopstoornis veroorzaken

Dit medisch hulpmiddel maakt toepassing van de **RICE**-methode mogelijk; **R**ust – **I**js/Koelen – **C**ompressie – **E**levatie (hoog houden van geblesseerde ledemaat). De RICE-methode wordt **aanbevolen door sportverzorgers en fysiotherapeuten** voor de eerste fase van je sportblessure.

Scan de QR-code voor meer informatie over het juiste gebruik van de Ultimate Recover Lower Leg!



WE CARE U SPORT.