

GB INSTRUCTION FOR USE

Read the instruction for use before using the product. Store at room temperature. Avoid storing product in direct sunlight and/or high temperatures. Use in well-ventilated areas. External use only.

1. CONTENTS

1x Instruction for use
1x Aerosol dispenser contains 200 ml

CONTAINS

Butane, Ethyl acetate, Synthetic resin, Propane, Isobutane.

2. DESCRIPTION

Pre Tape improves the adhesion of sports tape, pre-wraps, elastic bandages or windings and acts as a connective layer between the skin and (sports) tape. It dries quickly and ensures a durable optimal fixation.

FEATURES

- dries quickly
- hygienic in use
- water- & sweat resistant
- spray can be used up-side-down
- contact spray for better adhesion of various (medical) tapes

ADVICE

Removable with U-Sport Tape Remover or soap and water.

3. INTENDED USE / INDICATIONS FOR USE

The product its indication is to act as a connective layer between skin and various (medical) tapes/bandages. This product is intended for use on:

- healthy people over 12 years of age
- external use only

This product should only be used on undamaged, non-irritated skin.

4. INSTRUCTIONS FOR USE

1. Shake well before use.
2. Spray the product, from a distance of 5-8 cm, in a circular motion on the skin.
3. Apply a thin layer and leave it to dry for 30 seconds.
4. Thereafter apply the (medical/sports) tape following its own instruction for use.

Use in well-ventilated areas. Stop using the product immediately when skin irritation occurs.

5. WARNINGS & PRECAUTIONS

DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation.

Read label before use. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapours / spray. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a **POISON CENTER** /doctor if you feel unwell. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice /attention. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Store in a well-ventilated place. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.

6. CONTRAINDICATIONS

DO NOT USE

- if sensitive to one of the ingredients
- directly on wounds
- or avoid spraying in the vicinity of the face and/or near the genitalia

When pregnant or breastfeeding consult a doctor before use.

7. POTENTIAL ADVERSE EVENTS

May cause drowsiness or dizziness, consult your physician immediately.

8. COMPLAINTS & CUSTOMER SERVICE SUPPORT

Contact the manufacturer with questions /complaints or to report an adverse reaction.

NL GEBRUIKSAANWIJZING

Lees voor gebruik van dit product de bijsluiters. Bewaar bij kamertemperatuur. Niet in direct zonlicht en/of bij hoge temperaturen bewaren. Gebruik in een goed geventileerde ruimte. Alleen voor uitwendig gebruik.

1. INHOUD

1x Gebruiksaanwijzing
1x Aerosol sputtbus inhoud 200 ml

BEVAT

Butaan, Ethylacetaat, Synthetische hars, Propaan, Isobutan.

2. PRODUCTOMSCHRIJVING

Pre Tape verbetert de hechting van sporttape, wikkelverbanden, elastische verbanden of steunverbanden en fungeert als een bindlaag tussen de huid en (sport)tape. Het droogt snel en zorgt voor een duurzame en optimale hechting.

KENMERKEN

- droogt snel
- hygiënisch in gebruik
- water- en transpiratie bestendig
- de spray kan ondersteboven worden gebruikt
- contactspray voor betere hechting van diverse (medische) tapes

ADVIES

Verwijderbaar met U-Sport Tape Remover of een oplossing van zeep en water.

3. GEBRUIKSDOEL / INDICATIES

Dit product wordt toegepast om een bindlaag te creëren tussen de huid en diverse (medische) tapes/verbanden. Dit product is bestemd voor toepassing:

- bij gezonde personen van ten minste 12 jaar
- voor uitwendig gebruik

Dit product alleen gebruiken op een onbeschadigde, niet geirriteerde huid.

4. GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Goed schudden voor gebruik.
2. Spray het product, op 5-8 cm afstand, in een draaiende beweging op de huid.
3. Breng een dunne laag aan en laat het 30 seconden drogen.
4. Breng daarna de (medische) sport tape aan volgens zijn eigen instructie voor gebruik.

Gebruik het product in een goed geventileerde ruimte. Stop onmiddellijk de behandeling wanneer huidirritatie optreedt.

5. WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMATREGELEN

GEVAAR Zeer licht ontvlambare aerosol. Houd onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizelgevoel veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / sputtnevel vermijden. **NA INADEMING:** de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een **ANTIGIFCENTRUM** /arts raadplegen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

6. CONTRA-INDICATIES

GEBRUIK NIET

- bij overgevoeligheid voor een van de ingrediënten
- direct op wonden
- of vermijd het sprayen in de omgeving van het gezicht en / of nabij de genitaliën

Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, neem dan eerst contact op met uw arts voordat u dit product gebruikt.

7. POTENTIEËLE BIJWERKINGEN

Kan slaperigheid of duizelgevoel veroorzaken, raadpleeg uw arts onmiddellijk.

8. KLACHTEN & KLANTENSERVICE

Voor vragen, klachten of het melden van bijwerkingen, kunt u contact opnemen met de fabrikant.



instruction for use

gebruiksaanwijzing

mode d'emploi

gebrauchsanweisung

Pre Tape

strong adherent spray

SPM Meditech B.V.
Cereslaan 9, 9641 MJ Veendam
The Netherlands +31 598626666
info@spm-meditech.com
78-200005
59-47171-0000

NL sterk hechtende spray
FR spray adhérant puissant
DE extrem haftendes Spray

TAPE & BANDAGE

WE CARE U SPORT.

FR MODE D'EMPLOI

Lisez les instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Entreposer à la température ambiante. Éviter d'entreposer le produit à la lumière directe du soleil et/ou à des températures élevées. Utiliser dans un endroit bien aéré. Seulement en usage externe.

1. CONTENU

- 1x Mode d'emploi
- 1x Aerosol dispenser contenant 200 ml

CONTENU

Butane, Acétate d'éthyle, Résine synthétique, Propane, Isobutane.

2. DESCRIPTION

Pre Tape améliore l'adhérence des bandages sportifs, des bandes, des bandages élastiques ou des lacets, et agit comme une couche conjonctive entre la peau et le bandage (sportif). Il sèche rapidement et assure une adhésion durable et optimale.

FONCTIONNALITÉS

- séchage rapide
- utilisation hygiénique
- résistant à l'eau et à la transpiration
- le spray peut être utilisé à l'envers
- spray de contact pour une meilleure adhérence des différents bandages (médicaux)

CONSEIL

Peut être retiré à l'aide de U-Sport Tape Remover ou avec de l'eau et du savon.

3. UTILISATION / INDICATIONS

Ce produit est destiné à agir comme une couche conjonctive entre la peau et divers bandages et bandes (médicaux). Ce produit est destiné à être utilisé:

- sur des personnes en bonne santé de plus de 12 ans
- seulement en usage externe

Ce produit doit être utilisé uniquement sur une peau intacte et non irritée.

4. INSTRUCTIONS POUR LE TRAITEMENT

1. Bien secouer avant utilisation.
2. Vaporisez le produit à une distance de 5-8cm, dans un mouvement circulaire, sur la peau.
3. Appliquez une fine couche et laissez sécher pendant 30 secondes.
4. Appliquez ensuite le bandage (médical/sportif) en vous référant à sa notice d'utilisation.

Utiliser dans un endroit bien aéré. Arrêtez d'utiliser le produit immédiatement en cas d'irritation de la peau.

5. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gêresures de la peau. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

Lire l'étiquette avant utilisation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. **EN CAS D'INHALATION:** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un **CENTRE ANTOPOISON**/un médecin en cas de malaise. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale internationale.

6. CONTRE-INDICATIONS

- NE PAS UTILISER**
- en cas de sensibilité à un des ingrédients
 - directement sur des blessures
 - ou éviter de pulvriser à proximité du visage et/ou des parties génitales

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, consultez un médecin avant utilisation.

7. EFFETS INDÉSIRABLES POTENTIELS

Peut provoquer somnolence ou vertiges, consultez votre médecin immédiatement.

8. RÉCLAMATIONS ET SERVICE CLIENTÈLE

Contactez le fabricant si vous avez des questions/réclamations ou pour signaler un effet indésirable.

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Bei Raumtemperatur zu lagern. Nicht im direkten Sonnenlicht oder in hohen Temperaturen aufbewahren. Nur in gut belüfteten Räumen einsetzen. Für die äußere Anwendung.

1. INHALT

- 1x Gebrauchsanweisung
- 1x Aerosolspender inhalt 200 ml

ENTHÄLT

Butan, Ethylacetat, Kunstharz, Propan, Isobutan.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Pre Tape verbessert die Haftung von Sport-Tapes, Pre-Wraps, elastischen Bandagen oder Wicklungen und dient als Verbindungsschicht zwischen Haut und dem (Sport-)Tape. Es trocknet schnell und sorgt für eine dauerhafte, optimale Fixierung.

EIGENSCHAFTEN

- trocknet schnell
- hygienisch im Gebrauch
- Wasser- und schwefelwasserresistent
- das Spray kann umgedreht verwendet werden
- Kontaktspay zur besseren Haftung verschiedener (medizinischer) Tapes

RAT

Mit dem U-Sport Tape Remover oder Seife und Wasser entferbar.

3. VERWENDUNG / INDIKATIONEN

Die Indikation für dieses Produkt ist, als Verbindungsschicht zwischen der Haut und verschiedenen (medizinischen) Tapes/ Bandagen zu fungieren. Das Produkt ist bestimmt für:

- gesunde Personen über 12 Jahre
- die äußere Anwendung

Dieses Produkt sollte nur auf unbeschädigter, nicht gereizter Haut angewendet werden.

4. GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Sprühen Sie das Produkt aus einer Entfernung von 5-8 cm in einer kreisenden Bewegungen auf die Haut.
3. Eine dünne Schicht auftragen und 30 Sekunden trocknen lassen.
4. Danach das (Medizin-/Sport)-Tape entsprechend der Gebrauchsanweisung anbringen.

Nur in gut belüfteten Räumen einsetzen. Stoppen Sie den Gebrauch des Produkts umgehend, wenn Hautreizungen auftreten.

5. WARNHINWEISEN & VORSICHTSMASSNAHMEN

GEFAHR Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schlaflosigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. **BEI EINATMEN:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein **GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

6. GEGENANZEIGEN

VERWENDE NICHT

- wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe empfindlich reagieren
- direkt auf Wunden
- oder Vermeiden Sie es, das Produkt im Bereich von Gesicht und/oder Genitalien

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, suchen Sie vor Gebrauch einen Arzt auf.

7. MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN

Kann Schlaflosigkeit und Benommenheit verursachen, Konsultiere sofort deinen Arzt.

8. BESCHWERDEN UND KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie den Hersteller bei Fragen/Beschwerden oder um eine Nebenwirkung zu melden.

WE CARE U SPORT.

