

Leukoplast® compress cotton gauze

Katoenen gaaskompres

Eigenschappen en functies

Leukoplast compress cotton gauze

(voorheen Cutisoft Cotton) is 100% katoenen absorberend gaaskompres voor reiniging en afdekking van wonden en heeft gevouwen randen. Leukoplast compress cotton gauze heeft een goed absorptievermogen. Het kompres is huidvriendelijk en ademend.

Het uitgebreide Leukoplast compress cotton gauze assortiment bevat naast de standaard kompressen eveneens een splitkompres voor gebruik bij sondes, drains en katheters (steriel) en deppers (niet steriel).



Assortiment

Leukoplast® compress cotton gauze				
Omschrijving	Artikel-nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
Niet-steriel				
10 x 10 cm	71234-02	Per 100	10 x 1 (10)	-
5 x 5 cm	71234-04	Per 100	30 x 1 (30)	17163536
10 x 10 cm	71234-06	Per 100	10 x 1 (10)	17163528
10 x 20 cm	71234-07	Per 100	10 x 1 (10)	-
20 x 25 cm (burn dress)	71294-00	Per 25	12 x 1 (12)	-
Steriel				
5 x 5 cm	71237-08	25 x 2	80 x 1 (80)	-
5 x 5 cm	71237-09	75 x 1	20 x 1 (20)	17163412
10 x 10 cm	71237-13	25 x 1	24 x 1 (24)	17163501
10 x 10 cm	71237-14	25 x 2	30 x 1 (30)	-
10 x 10 cm	71237-16	20 x 5	8 x 1 (8)	17168414
10 x 10 cm	71237-17	75 x 1	30 x 1 (30)	17163420
10 x 20 cm	71237-18	50 x 1	30 x 1 (30)	17163471
10 x 10 (splitkompres)	71237-24	50 x 1	8 x 1 (8)	17168341
20 x 20	71237-27	30 x 1	8 x 1 (8)	17163498



essity

Leukoplast®,
an Essity brand

Leukoplast®

Wound care in best hands