

Leukoplast® compress non-woven

Non-woven gaaskompres

Eigenschappen en functies

Leukoplast compress non-woven (voorheen Cutisoft) is opgebouwd uit 70% viscose en 30% polyester. Deze combinatie van materialen zorgt voor een gladde, zeer hechte structuur, waardoor er een minimale hechting aan de wond ontstaat. De hechte structuur maakt Leukoplast compress non-woven geschikt voor gebruik als geïmpregneerd kompres. De combinatie van viscose en polyester zorgt voor een goed evenwicht tussen absorptievermogen, absorptiesnelheid, vochtverspreiding en stevigheid. Bovendien is de combinatie bijzonder zacht.

Leukoplast compress non-woven is huidvriendelijk en absorbeert 40% meer vloeistof dan traditionele kompressen. Bovendien is Leukoplast compress non-woven lucht- en waterdampdoorlatend. Het assortiment bevat kompressen van 4- en 6-laags.

Toepassingen

Leukoplast compress non-woven is geschikt voor toepassing bij verschillende wondtypen en andere handelingen:

- afdekking van primair gesloten wonden
- reinigen van wonden
- behandeling van secundair helende wonden
- desinfectie van de huid bij het toedienen van injecties en kleine chirurgie
- ten behoeve van kraamverzorging



Leukoplast®

Wound care in best hands

Assortiment

Leukoplast® compress non-woven				
Omschrijving	Artikel-nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
Niet-steriel				
5 x 5 cm	71287-00	100	70 x 1 (70)	17163307
7,5 x 7,5 cm	71287-01	100	40 x 1 (40)	17163560
10 x 10 cm	71287-03	100	30 x 1 (30)	17163315
10 x 20 cm	71287-05	100	18 x 1 (18)	17163323
Steriel				
5 x 5 cm	71288-00	50 x 2	20 x 1 (20)	17163382
5 x 5 cm	71288-01	75 x 1	20 x 1 (20)	17163331
5 x 5 cm (split)	71288-02	50 x 2	20 x 1 (20)	17173558
7,5 x 7,5 cm	71288-05	12 x 1	28 x 1 (28)	17163544
10 x 10 cm (split)	71288-08	50 x 2	12 x 1 (12)	17168317
10 x 10 cm	71288-09	50 x 2	12 x 1 (12)	17163374
10 x 10 cm	71288-10	25 x 1	32 x 1 (32)	17163404
10 x 10 cm	71288-11	6 x 1	28 x 1 (28)	17163579
10 x 10 cm	71288-12	75 x 1	12 x 1 (12)	17163358
10 x 10 cm	71288-14	25 x 10	15 x 1 (15)	-
10 x 20 cm	71288-15	50 x 2	8 x 1 (8)	17163390
10 x 20 cm	71288-16	75 x 1	8 x 1 (8)	17163366

Cutisoft® Oogkompres				
Omschrijving	Artikel-nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
Steriel				
6 x 7,5 cm	72204-01	50 x 1	12 x 1 (12)	15485501