

HUIDKLEVENDE BANDAGES

Huidklevende bandages zijn elastische bandages waarbij het dragermateriaal voorzien is van een kleeflaag. De bandage kleeft niet alleen op de huid maar ook aan elkaar waardoor deze goed op de plaats blijft zitten. Daarom verdient het gebruik van huidklevende bandages vaak de voorkeur boven het gebruik van niet-klevende bandages, die op hun beurt meestal wel goedkoper zijn. Huidklevende bandages worden niet alleen gebruikt voor het aanleggen van compressie- en steunverbanden, maar ze worden vooral ingezet bij functioneel taping. In de sportwereld worden ze met name als onderbandage gebruikt bij het preventief taping van gewrichten, banden en spieren.

De keuze van een huidklevende bandage is niet alleen afhankelijk van de toepassing en de duur van de toepassing, maar ook van de huid van de patiënt of sporter. T-Elastic acryl en Acrylastic zijn goed inzetbaar bij een gevoelige huid. T-Elastic, Tensoplast, Optiplaste-E en Optiplaste-C daarentegen zijn geschikt voor de normale huid, waarbij iedere bandage specifieke kenmerken heeft.

In het kort:

Acrylastic is in lengterichting rekbaar, vervaardigd uit 100% katoen, met een huidvriendelijke kleeflaag. Ook geschikt voor de gevoelige huid.

T-Elastic acryl is een windsel met korte lengterek (70%), een kern van 100% katoen, met een huidvriendelijke kleeflaag. Ook geschikt voor de gevoelige huid.

T-Elastic is een windsel met korte lengterek (70%), vervaardigd van 100% katoen, met een conventionele zinkoxide kleeflaag.

Optiplaste-C is een windsel met korte lengterek, vervaardigd uit 100% katoen, met een conventionele kleeflaag die zinkoxide en natuurlijk rubber bevat.

Optiplaste-E is in lengterichting rekbaar en bestaat uit natuurlijke weefsels (85% katoen en 15% viscose). Sterk klevend en luchtdoorlatend.

Tensoplast is in lengterichting rekbaar, vervaardigd uit katoen en kunstzijde, met een conventionele kleeflaag die zinkoxide bevat.